

FORNITORE	CUP	COD. FABBRICANTE	DESCRIZIONE MATERIALE
EUROCLONE SPA	E83C24000660006	BK2276S	Myc-Tag (9B11) Mouse mAb #2276
EUROCLONE SPA	E83C24000660006	BK3724S	HA-Tag (C29F4) Rabbit mAb #3724
EUROCLONE SPA	E83C24000660006	BK4874S	HSP90 Antibody #4874
EUROCLONE SPA	E83C24000660006	BK9106S	Phospho-p44/42 MAPK (Erk1/2) (Thr202/
EUROCLONE SPA	E83C24000660006	BK9102S	p44/42 MAPK (Erk1/2) Antibody #9102
EUROCLONE SPA	E83C24000660006	BT1130L	Monarch® PCR & DNA Cleanup Kit (5 µg)
EUROCLONE SPA	E83C24000660006	BT1120L	Monarch® Spin DNA Gel Extraction Kit
EUROCLONE SPA	E83C24000660006	BN0551S	Quick-Load® Purple 100 bp DNA Ladder
EUROCLONE SPA	E83C24000660006	BN0469S	Quick-Load 1 kb Plus DNA Ladder - 250 ge
EUROCLONE SPA	E83C24000660006	BM0491S	Q5® High-Fidelity DNA Polymerase
EUROCLONE SPA	E83C24000660006	BE0554S	Q5 Site-Directed Mutagenesis Kit
EUROCLONE SPA	E83C24000660006	BE7672L	NEBNext® Companion Module v2 for Oxf
EUROCLONE SPA	E83C24000660006	BE5520S	NEBuilder® HiFi DNA Assembly Cloning Ki

DESCRIZIONE FORNITURA	Q.TA'
L'anticorpo monoclonale Myc-Tag (9B11) riconosce il tag dell'epitopo Myc legato all' N - o a	1
L'anticorpo HA-Tag (C29F4) riconosce il tag dell'epitopo HA legato a proteine espresse in m	1
L'anticorpo HSP90 rileva i livelli endogeni della proteina HSP90 totale (isoforme alfa e beta	2
L'anticorpo monoclonale primario che lega le proteine p44 e p42 MAP Kinasi (Erk1 ed Erk2	2
Si tratta di un anticorpo che rileva i livelli endogeni totali della proteina p44/42 MAP chinas	2
Questo kit contiene tutti i reagenti necessari per la purifica flessibile, rapida ed affidabile fi	2
Questo kit contiene tutti i reagenti necessari per l'estrazione e la purificazione del DNA da	2
Si tratta di un marcatore di peso molecolare ad alta risoluzione del DNA pre-miscelato e pr	4
Quick-Load® 1 kb Plus DNA Ladder è un marcatore di peso molecolare pronto all'uso, pre-n	3
Si tratta di una polimerasi fusa con il dominio di legame al DNA Sso7d, che migliora la veloc	3
Il Q5 Site-Directed Mutagenesis Kit consente la generazione rapida e precisa di mutazioni p	2
Questo modulo contiene i reagenti per la preparazione del DNA, la riparazione delle estrem	4
Si tratta di un kit con tecnologia innovativa per garantire l'assemblaggio di DNA complessi	1